

ФО-П Турманаулі Лариса Юріївна

(067) 282-68-41; (095) 152-12-92

E-mail:larisaturmanayli@ukr.net

Апарат для вакуумної терапії ран Confort C300



Confort C300 NPTW – вакуумний насос для терапії ран, суть роботи якого полягає у впливі на уражені ділянки негативним тиском, внаслідок чого з рани видаляються бактерії і надлишок тканинної рідини, яка і викликає набряк і перешкоджає кровопостачанню.

Він призначений для пацієнтів з хронічними, гострими, травматичними, підгострими і відкритими ранами, опіками, виразками (діабетичними і від пролежнів).

Показання:

- лікування хірургічних інфекцій та інших хірургічних ран,
- травма м'яких тканин,
- пересадка шкіри,
- пролежні,
- виразки ніг,
- діабетична стопа,
- опіки,
- відкриті рани живота,
- ортопедична травма.

3 режими терапії:

1. Режим безперервної терапії.

Безперервний режим є найпоширенішим режимом лікування. Він обробляє рану, постійно працюючи з відрегульованим рівнем тиску. Пристрій безперервної терапії сумісний із стандартними наборами для закриття ран, срібними наборами, наборами для розрізів та наборами для черевної порожнини.

2. Режим переривчастої терапії.

Режим переривчастої терапії лікує за допомогою двох різних налаштованих значень негативного тиску через проміжки часу. Пристрій дозволяє застосовувати вакуум протягом усієї терапії та повторювати тимчасовий цикл переходу відповідно до встановленого часу.

3. Режим інстиляційної терапії

Режим інстиляційної терапії працює шляхом відправлення потрібного розчину в рану з потрібними інтервалами та очікування на рановій поверхні протягом зазначеного часу під час обробки рани під негативним тиском, а потім знову починається негативний тиск та його вакуумування, і цей цикл забезпечує загоєння рани протягом усього часу лікування. При інстиляційній терапії, коли розчин досягає рани, вакуум припиняють і залишають у рані на якийсь час. Розчин направляють у рану межі пристрою з допомогою стерильного картриджа і відбирають назад тієї ж системою.

Характеристики

Тиск – від -25 до -300 мм.рт.ст

Габарити в упаковці 25,5 см. х 23 см. х 13,5 см.

Вага – 2.2 кг

Батарея – літій-іонна,

Час роботи 9-10 годин.

Гарантія: 12 місяців

Ціна апарат: 54700,00 грн.

Апарат для вакуумної терапії ран Confort C300 із сенсорним екраном



Суть роботи апарата полягає у впливі на уражені ділянки негативним тиском, внаслідок чого з рани видаляються бактерії і надлишок тканинної рідини, яка і викликає набряк і перешкоджає кровопостачанню. Він призначений для пацієнтів з хронічними, гострими, травматичними, підгострими і відкритими ранами, опіками, виразками (діабетичними і від пролежнів).

Показання:

- ортопедична травма,
- травма м'яких тканин,
- пересадка шкіри,
- пролежні,
- виразки ніг,
- діабетична стопа,
- опіки,
- відкриті рани живота,
- лікування хірургічних інфекцій та інших хірургічних ран.

4 режими терапії:

1. Режим безпечної терапії

Безперервний режим є найпоширенішим режимом лікування. Він обробляє рану, постійно працюючи з відрегульованим рівнем тиску. Пристрій безперервної терапії сумісний із стандартними наборами для закриття ран, срібними наборами, наборами для розрізів та наборами для черевної порожнини.

2. Режим переривчастої терапії

Режим переривчастої терапії лікує за допомогою двох різних налаштованих значень негативного тиску через проміжки часу. Пристрій дозволяє застосовувати вакуум протягом усієї терапії та повторювати тимчасовий цикл переходу відповідно до встановленого часу.

3. Режим інстиляційної терапії

Режим інстиляційної терапії працює шляхом відправлення потрібного розчину в рану з потрібними інтервалами та очікування на рановій поверхні протягом зазначеного часу під час обробки рани під негативним тиском, а потім знову починається негативний тиск та його вакуумування, і цей цикл забезпечує загоєння рани протягом усього часу лікування. При інстиляційній терапії, коли розчин досягає рани, вакуум припиняють і залишають у рані на якийсь час. Розчин направляють у рану межі пристрою з допомогою стерильного картриджа і відбирають назад тієї ж системою.

4. Режим переривчастої терапії з вливанням лікарського засобу.

Це означає, що апарат не просто циклічно створює вакуум, а ще й інтегрує етапи інстиляції (вливання рідини). Цей режим поєднує переваги циклічного застосування вакууму та локальної дії розчинів безпосередньо в рані.

Мета цього комбінованого режиму:

- Посилене очищення рани: Завдяки вливанню розчинів.
- Ефективна боротьба з інфекцією: Завдяки цільовій доставці антисептиків/антибіотиків.
- Стимуляція регенерації: Циклічний вакуумний вплив покращує мікроциркуляцію та проліферацію клітин.
- Оптимізація лікування: Дозволяє досягти кращих результатів, особливо у складних, хронічних або інфікованих ранах, шляхом поєднання кількох механізмів дії.

Ціна апарат: 72800,00 грн.

Витратні матеріали до апаратів Confort C300

Контейнер для апарату вакуумної терапії ран Confort C300 1 літр. **Ціна 1250,00 грн.**



Y-з'єднання для апарату вакуумної терапії ран C300. Призначений для лікування одразу двох пацієнтів або ж одразу двох ділянок ураження **Ціна 590,00 грн.**



Комплект пов'язок сумісний з апаратом Confort C300 NPTW – вакуумним насосом для терапії ран, суть роботи якого полягає у впливі на уражені ділянки негативним тиском, внаслідок чого з рани видаляються бактерії і надлишок тканинної рідини, яка і викликає набряк і перешкоджає кровопостачанню.



Комплект пов'язки малий 150x100 мм – **1300 грн**

Комплект пов'язки середній 170x130 мм – **1450грн**

Комплект пов'язки великий 240x150 мм – **1650грн**

Комплект пов'язки для черевної порожнини 250 x 375 x 18 мм – **3880 грн**