

Додаток 1 до листа
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ
України»
від _____ № _____

Список до розсилки

1. Департамент охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації.
2. Департамент охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації.
3. Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
4. Департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації
5. Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації
6. Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації
7. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації
8. Департамент охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації
9. Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації
10. Департамент охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації
11. Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації
12. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
13. Департамент охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації
14. Департамент охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації
15. Департамент охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації
16. Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
17. Департамент охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації
18. Департамент охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації
19. Департамент охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації
20. Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації
21. Департамент охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

**Інструкція
з організації відправлення культур мікроорганізмів до
Центру громадського здоров'я МОЗ України (ЦГЗ) через
кур'єрську доставку (Перевізника)**

1. Підготовка, для транспортування штамів/культур мікроорганізмів.

- Для транспортування культур мікроорганізмів з метою підтвердження або ідентифікації необхідно підготувати 24-годинну культуру на неселективному поживному середовищі. Для невибагливих мікроорганізмів можливо транспортувати культури на поживному агарі.
- При використанні транспортного середовища тампоном візьміть якомога більше культури з поверхні неселективного агару та помістіть в пробірку з транспортним середовищем.
- До кожного штаму/культури мікроорганізму заповніть паспорт штаму та загальний для всіх культур супровідний лист на бланку установи, яка направляє культури на підтвердження або ідентифікацію.
- Підпишіть пробірки: вкажіть номер штаму, згідно паспорту штаму та назву мікроорганізму.
- Упакуйте пробірки згідно наступних правил:
 - 1) Біологічний матеріал (культури) має бути упакований відповідно до вимог біологічної безпеки – потрібне пакування.
 - 2) Ємність, у яку здійснюється відбір матеріалу, називається первинною. Це транспортна система, пробірка пластикова або скляна, в яку була посіяна/внесена культура мікроорганізму. Вона повинна забезпечувати герметичність, стерильність, цілісність зразка, унеможливлювати створення аерозолі під час її відкривання. Пробірка має бути підписана водостійким маркером.
 - 3) Помістіть первинну ємність у вторинний контейнер. Наприклад, прозорий пластиковий пакет з замком Zip-Lock з серветкою для поглинання вологи, або коробка металева/пластикова, що герметично закривається та призначена для захисту первинного контейнера. Для фіксації первинних контейнерів в коробці можна використовувати картон, повітряно-бульбашкову плівку або пінопласт/пінополістирол. Також можна користуватись вставкою-штативом, в якій можуть бути розміщені кілька первинних контейнерів. Кількість абсорбуючого матеріалу (марля, абсорбуючий папір) повинна забезпечити повне поглинання рідини у випадку пошкодження первинного контейнера.
 - 4) Вторинний контейнер помістіть в зовнішній транспортний контейнер-третя ємність, її надає Перевізник.
 - 5) Вторинний і зовнішній контейнери можуть використовуватись багаторазово (за умови, що вони не пошкоджені та можуть бути оброблені дезінфікуючими засобами).

б) Супровідну документацію помістіть в призначену для неї кишеню транспортного контейнеру, в разі її відсутності- в окремий поліетиленовий пакет або файл.

- Транспортування до лабораторії має здійснюватися з дотриманням строків та температурного режиму. Стабільність «вибагливих» культур в пробірках Amies з транспортним середовищем складає 48 годин при температурі +5°...+25°С. Невибagliвi мікроорганізми, що були посіяні на щільні поживні середовища, також мають бути доставлені в лабораторію ЦГЗ протягом 2 діб.

2. Збір та транспортування підготовлених культур.

- Бактеріологічна лабораторія ОЦКПХ на місці визначає день відправки штамів до ЦГЗ (любий з вівторка по п'ятницю) та інформує про це бактеріологічні лабораторії закладів охорони здоров'я (ЗОЗ) своєї території.
- Відповідальні фахівці бактеріологічної лабораторії ЗОЗ забезпечують доставку штамів мікроорганізмів до бактеріологічної лабораторії ОЦКПХ самостійно за один день напередодні відправки культур до ЦГЗ.
- Відповідальний фахівець бактеріологічної лабораторії ОЦКПХ відмічає доставку культур в журналі обліку отриманих культур від ЗОЗ (довільна форма журналу). Перевіряє правильність і повноту заповнення супровідної документації для отриманих штамів. Пробірки з культурами ЗОЗ залишаються в першій та другій ємностях пакування. Третя ємність пакування- термосумка (надається Перевізником). В неї складаються всі підготовлені пробірки з культурами в першій та другій ємностях для відправлення в ЦГЗ та супровідна документація для культур в окремих файлах для кожного ЗОЗ або ОЦКПХ.
- Відповідальний співробітник лабораторії ОЦКПХ формує посилку та замовляє кур'єрське відправлення в електронному листі-заявці на адресу Перевізника manager-0532@weltex.com.ua

Телефон менеджера 093-778-01-40

Електронна форма «Заявка на відправку» буде надана безпосередньо бактеріологічним лабораторіям ОЦКПХ.

!!! Обов'язково в електронному замовленні вказувати номер Договору: №114 від 23.02.2026.

Наприклад, написати як тему електронного листа: Замовлення за Договором №114 від 23.02.2026.

- Передачу відповідальним співробітником лабораторії ОЦКПХ Перевізнику пробірок з культурами та отримання Перевізником культур від бактеріологічної лабораторії засвідчує Товарно-транспортна накладна (далі-ТТН) в двох екземплярах, які підписують Перевізник та співробітник лабораторії. Копія ТТН залишається в лабораторії, оригінал ТТН Перевізник забирає собі.

!!! Копії ТТН лабораторія зберігає для звітності.

- Бактеріологічна лабораторія ОЦКПХ для звітності веде облік замовлених кур'єрських відправлень до ЦГЗ у вигляді таблиці: дата замовлення відправки, дата відправлення до ЦГЗ, кількість штамів кожного ЗОЗ/ОЦКПХ в цьому відправленні (вказувати назву ЗОЗ). Звіт відправляти на електронну пошту i.tymoshenko@phc.org.ua до 5 числа наступного за звітним місяця.

Додаток 3 до листа
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ
України»
від _____ № _____

**Перелік установ,
з яких має бути здійснена доставка вантажу до Референс-лабораторії діагностики
туберкульозу, бактеріальних, паразитарних та особливо небезпечних патогенів
ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»
(04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41)**

№ з/п	Назва установи	Кількість доставок
1.	Державна установа «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	7
2.	Державна установа «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14
3.	Державна установа «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	7
4.	Державна установа «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	7
5.	Державна установа «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14
6.	Державна установа «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14
7.	Державна установа «Івано - Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14
8.	Державна установа «Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	10
9.	Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14
10.	Державна установа «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	7
11.	Державна установа «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14
12.	Державна установа «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	10
13.	Державна установа «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14
14.	Державна установа «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	7
15.	Державна установа «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	8
16.	Державна установа «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	10

№ з/п	Назва установи	Кількість доставок
17.	Державна установа «Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	7
18.	Державна установа «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	7
19.	Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	10
20.	Державна установа «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14
21.	Державна установа «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України»	14

Тимошенко Інна 044 334 57 84