

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАКЦИН «IGA»

Інструкції по створенню запису медичного обладнання

*Розроблено ТОВ «Софтенжі Україна»
Методист: Мірошниченко Анастасія
anastasiya.miroshnuchenko@softengi.com
+380507816054*

Зміст

Загальна інформація по обладнанню холодового ланцюга – Активний	2
REF – Холодильник/комбінований холодильник.	4
WFR - Морозильна кімната.	6
WCR - Холодильна кімната	8
FRZ - Морозильна скриня для зберігання вакцин.	10
IFR – Морозильна скриня для холодоелементів	12
UFR – Морозильна камера ультранизької температури -70°.	14

Примітка ! Питання : «Об'єм зберігання вакцин нетто (л)», є ключовим параметром. Дані повинні вноситись числом у літрах!


Загальна інформація по обладнанню холодового ланцюга – Активний

Методичні рекомендації по заповненню інформаційних полів про новий виріб, на основі даних медичного закладу на платформі IGA

Увага! В даній системі питання рознесені за темами. В системі відсутня можливість переглянути весь перелік питань, а перейти до наступної теми можна лише після заповнення відповідей на сторінці. Також система не має можливості зберігати незаповнену анкету. В даній методичці приведені всі питання, що потребують відповіді в системі. Починати заповнення форми рекомендуємо після ознайомлення з методичними рекомендаціями та отримання відповідей на зазначені питання.

Успішно оформивши першу частину інформаційної платформи IGA «Новий заклад», переходимо до другої частини під назвою: [«Новий виріб»](#).

Під вашим паролем та логіном продовжуємо роботу у системі IGA ; у лівій частині приладової панелі знаходимо: «Вироби → Новий виріб».



Обравши «Новий виріб», на екрані відображається 7 опціональних полів :

1. Тип
2. Фізичні поля
3. Поля, які стосуються умов
4. Поля, які стосуються обладнання холодового ланцюга
5. Електричні поля
6. Фінансові поля
7. Різні коди
8. Інші додаткові та опціональні поля.

Примітка:

«Клас виробу» 1.2, взаємопов'язаний з наступним питанням 1.3 «Категорія виробу». Обравши з переліку певний вид «Класу виробу», автоматично змінюється варіанти переліку у «Категорії виробу». Нижче, вказані варіанти з переліку «Клас виробу» та «Категорія виробу», які відносяться саме до них.

Обравши «Клас виробу» та «Категорію виробу», згідно наявності обладнання у вашому закладі, переходимо до оформлення наступної інформації. Якщо зі списку вам підходить декілька класів та категорій виробу, то інформацію необхідно заповнити стільки разів, скільки обладнання у вашому закладі.

❖ **ACC- Обладнання холодового ланцюга – Активний:**

- REF – Холодильник/комбінований холодильник.
- WFR – Морозильна кімната.
- WCR – Холодильна кімната.
- FRZ – Морозильна скриня для зберігання вакцин.
- iFR – Морозильна скриня для холодоелементів.
- UFR – Морозильна камера ультранизької температури -70*С.

❖ **PCC- Обладнання холодового ланцюга -Пасивний.**

- CBX - Термоконтейнер.
- AC1 - Холодоелемент.
- VCX – Термосумка.

❖ **ТЕМ - Пристрої контролю температури**

- THR – Термометр спиртовий.
- RTM - Пристрій дистанційного контролю температури
- ETM – Термограф.
- DTX – Термологер.

❖ **TRN - Транспортні засоби**

- CAR - Автомобіль.
- VAN - Фургон.
- RVE - Спеціалізований рефрижераторний транспорт
- TRC - Вантажний автомобіль.

❖ **ELC - Електричне обладнання (генератори)**

- GEN - Генератор

➤ VLR -Автоматичний регулятор напруги.

ACC- Активне обладнання для холодового ланцюга:

REF – Холодильник/комбінований холодильник.

Назва закладу: *	Склад національного рівня - 0100001
Клас виробу: *	ACC - Активне обладнання для холодового ланцюга
Категорія виробу: *	REF - Холодильник/комбінований холодильник

1. Тип.

1.1 Назва закладу. Збережена автоматично: «Склад національного рівня – 0100001».

1.2 Клас виробу. Обрати з переліку:

- ACC- Активне обладнання для холодового ланцюга;

1.3 Категорія виробу: обрати з переліку, який відповідає Класу виробу - ACC- Активне обладнання для холодового ланцюга.

- REF – Холодильник/ комбінований холодильник.

1.4 Цей елемент зі списку PQS/PIS?

Список PQS/PIS – це затверджене обладнання ЮНІСЕФ.

Обираємо із списку PQS/PIS назву свого обладнання, натискаємо «Завантажити», інформація заповнюється автоматично.

Цей елемент зі списку PQS/PIS? ☒

PQS/PIS Code:	PIS E3/21-M	Завантажити
PQS/PIS-Type:	PIS E3/21-M, refrigerator, 1.6, Electrolux, RCW 42 EG/CF	
PQS/PIS-Manufacturer	PIS E3/22-M, refrigerator, 1.2, Electrolux, RCW 42 EK/CF	
PQS/PIS-Refrigerant gas	PIS E3/24-M, icelined refrigerator, 0, Electrolux, TCW 1152/CF	
Код виробу	PIS E3/30-M, refrigerator & freezer, 12, Electrolux, RCW 42AC/CF	
	PIS E3/31-M, refrigerator & freezer, 14, Electrolux, RCW 42DC/CF	
	PIS E3/37-M, refrigerator & freezer, 5, BP Solar, VR50F	
	PIS E3/57-M, icelined refrigerator, 0, Vestfrost, MK144	
	PIS E3/62-M, icelined refrigerator, 0, Electrolux, TCW 1990	
Тип обладнання *	Фронтальний	
Виробник (марка) *	TATA BP Solar	
Модель		

Якщо Ви не знайшли, назву свого холодильного обладнання, вводимо вручну, наступні данні:

1.5 Тип обладнання. Обираємо відповідь із переліку:

- Скриня.
- Вертикальний з морозильною камерою.
- Вертикальний без морозильної камери.

1.6 Виробник (марка). Обираємо відповідь із переліку.

1.7 Модель. Обрати відповідь із переліку.

Примітка: якщо ви не знайшли параметри, які відповідають вашому обладнанню, відправляєте інформацію мені на пошту.

2. Фізичні поля.

2.1 Висота камери зберігання (см). Заповнюється числом без пробілу та букв.

2.2 Ширина камери зберігання (см). Заповнюється числом без пробілу та букв.

2.3 Глибина камери зберігання (см). Заповнюється числом без пробілу та букв.

2.4 Об'єм зберігання, фактичний (м3). Заповнюється числом без пробілу та букв.

2.5 Чи наявні полиці (корзини) для зберігання? Обрати: Так/Ні.

3. Поля, які стосуються умов.

3.1 Технічний стан. Обрати: Справний стан/Несправний стан.

3.2 Рік встановлення обладнання. Заповнюється числом без пробілу та букв.

4. Поля, які стосуються обладнання холодового ланцюга.

4.1 Умови зберігання (в градусах С) . Обрати +2 - +8.

4.2 Об'єм зберігання вакцин нетто (л). Зверніть увагу! Ключовий параметр. Дані повинні вноситись числом у літрах!

4.3 Тип охолоджуючого газу (R600, R507, R290 і т д). Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

4.4 Чи містить фторхлор вмісні холодоагенти? R12, R22, R404, R507. Обрати: Так/Ні.

4.5 Чи встановлено термометр? Обрати: Так/Ні.

5. Фінансові поля.

5.1 Джерело фінансування даного обладнання.
Обрати:

- Державний бюджет;
- Юнісеф;
- ВООЗ;
- Місцевий бюджет;

- Інші неурядові організації.

6. Інші додаткові та опціональні поля.

6.1 Серійний номер.

6.2 Кількість тих самих предметів з однаковим станом у цьому закладі. Заповнюється числом без пробілу та букв.

Всі дані успішно заповненні. Зберігаємо інформацію.

Зберегти все

ЗБЕРЕГТИ і Створити

ACC- Активне обладнання для холодового ланцюга:

WFR - Морозильна кімната.

Назва закладу: * Склад національного рівня - 0100001

Клас виробу * ACC - Активне обладнання для холодового ланцюга

Категорія виробу * WFR - Морозильна кімната

1. Тип.

1.1 Назва закладу. Збережена автоматично: «Склад національного рівня– 0100001».

1.2 Клас виробу. Обрати з переліку:

- ACC- Активне обладнання для холодового ланцюга;

1.3 Категорія виробу: обрати з переліку, який відповідає Класу виробу - ACC- Активне обладнання для холодового ланцюга:

- WFR - Морозильна кімната.

1.4 Цей елемент зі списку PQS/PIS?

Список PQS/PIS – це затверджене обладнання ЮНІСЕФ.

Обираємо із списку PQS/PIS назву свого обладнання, натискаємо «Завантажити», інформація заповнюється автоматично.

Цей елемент із списку PQS/PIS? ☒

PQS/PIS Code:		Завантажити
PQS/PIS-Type:	PIS E3/21-M, refrigerator, 1.6, Electrolux, RCW 42 EG/CF PIS E3/22-M, refrigerator, 1.2, Electrolux, RCW 42 EK/CF PIS E3/24-M, icelined refrigerator, 0, Electrolux, TCW 1152/CF PIS E3/30-M, refrigerator & freezer, 12, Electrolux, RCW 42AC/CF PIS E3/31-M, refrigerator & freezer, 14, Electrolux, RCW 42DC/CF PIS E3/37-M, refrigerator & freezer, 5, BP Solar, VR50F PIS E3/57-M, icelined refrigerator, 0, Vestfrost, MK144 PIS E3/62-M, icelined refrigerator, 0, Electrolux, TCW 1990	
PQS/PIS-Manufacturer		
PQS/PIS-Refrigerant gas		
Код виробу		

1.5 Код виробу: не вказуємо.

1.6 Виробник (марка): обираємо з переліку.

1.7 Модель. Обрати із переліка.

2. Фізичні поля.

2.1 Висота камери зберігання (см). Заповнюється числом без пробілу та букв.

2.2 Ширина камери зберігання (см). Заповнюється числом без пробілу та букв.

2.3 Глибина камери зберігання (см). Заповнюється числом без пробілу та букв.

2.4 Об'єм зберігання, фактичний (м3). Заповнюється числом без пробілу та букв.

2.5 Наявність системи сповіщення про аварію. Обрати: Так/Ні.

2.6 Чи наявні полиці (корзини) для зберігання? Обрати: Так/Ні.

3. Поля, які стосуються умов.

3.1 Технічний стан. Обрати: Справний стан/ Несправний стан.

3.2 Рік встановлення обладнання. Заповнюється числом без пробілу та букв.

4. Поля, які стосуються обладнання холодового ланцюга.

4.1 Умови зберігання (в градусах C). Обрати: -20 .

4.2 Об'єм зберігання вакцин нетто (л). Зверніть увагу! Ключовий параметр. Дані повинні вноситись числом у літрах!

4.3 Кількість холодильних установ.

4.4 Тип охолоджуючого газу (R600, R507, R290 і т д). Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

4.5 Чи містить фторхлор вмісні холодоагенти? R12, R22, R404, R507. Обрати: Так/Ні.

4.6 Чи є прилад постійного моніторингу температури? Обрати: Так/Ні.

4.7 Чи є вбудований термометр? Обрати: Так/Ні.

5. Електричні поля.

5.1 Робоча напруга (220 чи 380 вольт). Відповідь: 220 вольт – 1 фаза; 380 – 3 фази.

5.2 Кількість фаз (1 чи 3).

6. Фінансові поля.

6.1 Джерело фінансування даного обладнання. Обрати:

- Державний бюджет;
- Юнісеф;
- ВООЗ;
- Місцевий бюджет;
- Інші неурядові організації.

7. Інші додаткові та опціональні поля.

7.1 Кількість тих самих предметів з однаковим станом у цьому закладі.

АСС- Обладнання холодового ланцюга – Активний:

WCR - Холодильна кімната

Назва закладу: *	Склад національного рівня - 0100001
Клас виробу *	АСС - Активне обладнання для холодового ланцюга ▼
Категорія виробу *	WCR - Холодильна кімната ▼

1.Тип.

1.1 Назва закладу. Збережена автоматично: «Склад національного рівня – 0100001».

1.2 Клас виробу. Обрати з переліку:

- АСС- Активне обладнання для холодового ланцюга;

1.3 Категорія виробу: обрати з переліку, який відповідає Класу **виробу** - АСС- Активне обладнання для холодового ланцюга:

- WCR - Холодильна кімната.

1.4 Цей елемент зі списку PQS/PIS?

Список PQS/PIS – це затверджене обладнання ЮНІСЕФ.

Обираємо із списку PQS/PIS назву свого обладнання, натискаємо «Завантажити», інформація заповнюється автоматично.

Цей елемент із списку PQS/PIS? ☒

PQS/PIS Code:	PIS E3/30-M	Завантажити
PQS/PIS-Type:	RCW 42AC/CF	
PQS/PIS-Manufacturer	Electrolux	
PQS/PIS-Refrigerant gas	R134a	
Код виробу	Unique code generated by IGA	
Виробник (марка) *	Electrolux	
Модель *	HBCD-90	

1.5 Код виробу. Не вказуємо.

1.6 Виробник (марка). Обираємо з переліку.

1.8 Модель. Інформація, згідно вашого обладнання.

2. Фізичні поля.

2.1 Висота камери зберігання (см).

2.2 Ширина камери зберігання (см).

2.3 Глибина камери зберігання (см).

2.4 Об'єм зберігання, фактичний (м3). Висота *Ширину*Глибину

2.5 Наявність системи сповіщення про аварію. Обираємо: Так/Ні.

2.6 Чи наявні полиці для зберігання? Обираємо: Так/Ні.

2.7 Чи є завіса? Обираємо: Так/Ні.

3. Поля, які стосуються умов.

3.1 Технічний стан. Обрати: справний/несправний.

3.2 Рік встановлення обладнання. Вказуємо числом, без букв та пробілів.

4. Поля, які стосуються обладнання холодового ланцюга

4.1 Умови зберігання (в градусах C). Обрати: +2-+8.

4.2 Об'єм зберігання вакцин нетто (л). Зверніть увагу! Ключовий параметр. Дані повинні вноситись числом у літрах!

4.3 Кількість холодильних установок. Вказуємо числом, без букв та пробілів.

4.4 Тип охолоджуючого газу (R600, R507, R290 і т д). Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

4.5 Чи містить фторхлор вмісні холодоагенти? R12, R22, R404, R507. Обрати: Так/Ні.

4.6 Чи є прилад постійного моніторингу температури? Обрати: Так/Ні.

4.7 Чи є вбудований термометр? Обрати: Так/Ні.

5. Електричне поле.

5.1 Робоча напруга (220 чи 380 вольт).

5.2 Кількість фаз. Відповідь: одна фаза, якщо 220 вольт; три фази – 380 вольт.

6. Фінансові поля.

6.1 Тип фінансування закупівлі даного обладнання. Обрати:

- Державний бюджет;
- Юнісеф;
- ВООЗ;
- Місцевий бюджет;
- Інші неурядові організації.

8. Інші додаткові та опціональні поля.

8.1 Серійний номер. Вказуємо інформацію, згідно вашого обладнання.

8.2 Кількість тих самих предметів з однаковим станом у цьому закладі.

Всі дані успішно заповненні. Зберігаємо інформацію.

ACC- Обладнання холодового ланцюга – Активний:

FRZ - Морозильна скриня для зберігання вакцин.

Назва закладу: *	Склад національного рівня - 0100001	
Клас виробу *	ACC - Активне обладнання для холодового ланцюга	v
Категорія виробу *	FRZ - Морозильна скриня для зберігання вакцин	v

1. Тип.

1.1 Назва закладу. Збережена автоматично: «Склад національного рівня – 0100001».

1.2 Клас виробу. Обрати з переліку:

2 ACC- Активне обладнання для холодового ланцюга;

1.3 Категорія виробу: обрати з переліку, який відповідає Класу виробу - ACC- Обладнання холодового ланцюга – Активний:

3 FRZ - Морозильна скриня для зберігання вакцин.

1.4 Цей елемент зі списку PQS/PIS?

Список PQS/PIS – це затверджене обладнання ЮНІСЕФ.

Обираємо із списку PQS/PIS назву свого обладнання, натискаємо «Завантажити», інформація заповнюється автоматично.

Цей елемент із списку PQS/PIS? ☒

PQS/PIS Code:	PIS E3/21-M	Завантажити
PQS/PIS-Type:	RCW 42 EG/CF	
PQS/PIS-Manufacturer	Electrolux	
PQS/PIS-Refrigerant gas	NH3	
Код виробу	Unique code generated by IGA	
Виробник (марка) *	TATA BP Solar	
Модель		

Якщо Ви не знайшли, назву свого холодильного обладнання, вводимо вручну, наступні питання:

- 1.5 Виробник (марка). Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.
- 1.6 Модель. Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

2. Фізичні поля.

- 2.1 Висота камери зберігання (см). Заповнюється числом без пробілу та букв.
- 2.2 Ширина камери зберігання (см).
- 2.3 Глибина камери зберігання (см).
- 2.4 Об'єм зберігання, фактичний (м3). Висота *Ширину*Глибину
- 2.6 Чи наявні полиці (корзина) для зберігання? Обираємо: Так/Ні.

3. Поля, які стосуються обладнання холодового ланцюга

- 3.1 Технічний стан. Обрати: Справний/Несправний.
- 3.2 Рік встановлення обладнання. Вказуємо числом, без букв та пробілів.

4. Поля, які стосуються обладнання холодового ланцюга.

- 4.1 Умови зберігання (в градусах С). Обрати: -20 С.

4.2 Об'єм зберігання вакцин нетто (л). Зверніть увагу! Ключовий параметр. Дані повинні вноситись числом у літрах!

4.3 Тип охолоджуючого газу (R600, R507, R290 і т д). Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

4.4 Чи містить фторхлор вмісні холодоагенти? R12, R22, R404, R507. Обрати: Так/Ні.

4.5 Чи є прилад постійного моніторингу температури? Обрати: Так/Ні.

4.6 Чи є вбудований термометр? Обрати: Так/Ні.

5. Електричні поля.

5.1 Робоча напруга (220 чи 380 вольт)?

6. Фінансові поля.

6.1 Тип фінансування закупівлі даного обладнання. Обрати:

- Державний бюджет;
- Юнісеф;
- ВООЗ;
- Місцевий бюджет;
- Інші неурядові організації.

7. Інші додаткові та опціональні поля.

7.1 Серійний номер. Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

7.2 Кількість тих самих предметів з однаковим станом у цьому закладі. Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

ACC- Обладнання холодового ланцюга – Активний:

IFR – Морозильна скриня для холодоелементів

Назва закладу: * Склад національного рівня - 0100001

Клас виробу * ACC - Активне обладнання для холодового ланцюга

Категорія виробу * IFR - Морозильна скриня для холодоелементів

1. Тип.

1.1 Назва закладу. Збережена автоматично: «Склад національного рівня – 0100001».

1.2 Клас виробу. Обрати з переліку:

4 ACC- активне обладнання для холодового ланцюга;

1.3 Категорія виробу: обрати з переліку, який відповідає Класу виробу - ACC- активне обладнання для холодового ланцюга:

5 IFR – Морозильна скриня для холодоелементів.

Список PQS/PIS – це затверджене обладнання ЮНІСЕФ.
Шукаємо з переліку назву свого обладнання. Якщо Ви знайшли, назву свого обладнання то натискаєте завантажити, інформація заповнюється автоматично.

Цей елемент із списку PQS/PIS? ☒

PQS/PIS Code:	PIS E3/21-M	Завантажити
PQS/PIS-Type:	PIS E3/21-M, refrigerator, 1.6, Electrolux, RCW 42 EG/CF	
PQS/PIS-Manufacturer	PIS E3/22-M, refrigerator, 1.2, Electrolux, RCW 42 EK/CF	
PQS/PIS-Refrigerant gas	PIS E3/24-M, icelined refrigerator, 0, Electrolux, TCW 1152/CF	
Код виробу	PIS E3/30-M, refrigerator & freezer, 12, Electrolux, RCW 42AC/CF	
	PIS E3/31-M, refrigerator & freezer, 14, Electrolux, RCW 42DC/CF	
	PIS E3/37-M, refrigerator & freezer, 5, BP Solar, VR50F	
	PIS E3/57-M, icelined refrigerator, 0, Vestfrost, MK144	
	PIS E3/62-M, icelined refrigerator, 0, Electrolux, TCW 1990	
Тип обладнання *	Фронтальний	
Виробник (марка) *	TATA BP Solar	
Модель		

Якщо Ви не знайшли, назву свого холодильного обладнання, вводимо вручну, наступні питання:

- 1.4 Код виробу. Не вказуємо.
- 1.5 Виробник (марка). Обираємо з переліку.
- 1.6 Модель. Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

2 Фізичні поля.

- 2.1 Висота камери зберігання (см). Заповнюється числом без пробілу та букв.
- 2.2 Ширина камери зберігання (см).
- 2.3 Глибина камери зберігання (см).
- 2.4 Об'єм зберігання, фактичний (м3). Висота *Ширину*Глибину
- 2.5 Чи наявні полиці для зберігання? Обрати: Так/Ні.

5 Поля, які стосуються умов.

- 3.1 Технічний стан. Справний стан/несправний.

6 Поля, які стосуються обладнання холодового ланцюга.

- 4.1 Умови зберігання (в градусах C). Обрати:

- +25;
- +2 - + 8;
- -20 C;
- -70 C;

- Сухе зберігання.

4.2 Об'єм зберігання вакцин нетто (л). Зверніть увагу! Ключовий параметр. Дані повинні вноситись числом у літрах!

4.3 Тип охолоджуючого газу (R600, R507, R290 і т д). Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

4.4 Чи містить фторхлор вмісні холодоагенти? R12, R22, R404, R507. Обрати: Так/Ні.

4.5 Чи є вбудований термометр? Обрати: Так/Ні.

5.Фінансові поля.

5.1 Джерело фінансування даного обладнання. Обрати:

- Державний бюджет;
- Юнісеф;
- ВООЗ;
- Місцевий бюджет;
- Інші неурядові організації.

6.Інші додаткові та опціональні поля.

7.1 Серійний номер. Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

7.2 Кількість тих самих предметів з однаковим станом у цьому закладі. Заповнюється числом без пробілу та букв.

АСС- Обладнання холодового ланцюга – Активний:

UFR – Морозильна камера ультранизької температури -70°.

Назва закладу: * Склад національного рівня - 0100001

Клас виробу * АСС - Активне обладнання для холодового ланцюга

Категорія виробу * UFR - Морозильна камера ультранизької температури (-70 °C)

1. Тип.

1.1 Назва закладу. Збережена автоматично: «Склад національного рівня – 0100001».

1.2 Клас виробу. Обрати з переліку:

- АСС- Активне обладнання для холодового ланцюгу;

1.3 Категорія виробу: обрати з переліку, який відповідає Класу виробу - АСС- Обладнання холодового ланцюга – Активний:

6 UFR – Морозильна камера ультранизької температури -70°.

Список PQS/PIS – це затверджене обладнання ЮНІСЕФ.

Шукаємо з переліку назву свого обладнання. Якщо Ви знайшли, назву свого обладнання то натискаєте завантажити, інформація заповнюється автоматично.

Цей елемент із списку PQS/PIS? ☒

PQS/PIS Code:	PIS E3/21-M	Завантажити
PQS/PIS-Type:	PIS E3/21-M, refrigerator, 1.6, Electrolux, RCW 42 EG/CF PIS E3/22-M, refrigerator, 1.2, Electrolux, RCW 42 EK/CF PIS E3/24-M, icelined refrigerator, 0, Electrolux, TCW 1152/CF PIS E3/30-M, refrigerator & freezer, 12, Electrolux, RCW 42AC/CF PIS E3/31-M, refrigerator & freezer, 14, Electrolux, RCW 42DC/CF PIS E3/37-M, refrigerator & freezer, 5, BP Solar, VR50F PIS E3/57-M, icelined refrigerator, 0, Vestfrost, MK144 PIS E3/62-M, icelined refrigerator, 0, Electrolux, TCW 1990	
PQS/PIS-Manufacturer		
PQS/PIS-Refrigerant gas		
Код виробу		
Виробник (марка) *	TATA BP Solar	Завантажити
Модель		

Якщо Ви не знайшли, назву свого холодильного обладнання, вводимо вручну, наступні питання:

- 1.4 Код виробу. Не вказуємо.
- 1.5 Виробник (марка). Обираємо з переліку.
- 1.6 Тип обладнання. Обрати:
 - 7 Скриня.
 - 8 Вертикальний з морозильною камерою.
 - 9 Вертикальний без морозильної камери.
- 1.7 Модель. Обрати з переліку.

2. Фізичні поля.

- 2.1 Висота камери зберігання (см).
- 2.2 Ширина камери зберігання (см).
- 2.3 Глибина камери зберігання (см).
- 2.5 Об'єм зберігання, фактичний (м3). Висота *Ширину*Глибину
- 2.6 Наявність системи сповіщення про аварію. Обираємо: Так/Ні.
- 2.7 Чи наявні полиці (корзини) для зберігання? Обираємо: Так/Ні.

3. Поля, які стосуються умов.

- 3.1 Технічний стан. Обрати: Справний стан/несправний стан.
- 3.2 Рік встановлення обладнання.

4.Поля, які стосуються обладнання холодового ланцюга.

4.1 Умови зберігання (в градусах С). Обрати:

- -70 С.

4.2 Об'єм зберігання вакцин нетто (л). Зверніть увагу! Ключовий параметр. Дані повинні вноситись числом у літрах!

4.3 Тип охолоджуючого газу (R600, R507, R290 і т д). Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

4.4 Чи містить фторхлор вмісні холодоагенти? R12, R22, R404, R507. Обрати: Так/Ні.

4.5 Чи є прилад постійного моніторингу температури? Обрати: Так/Ні.

4.6 Чи є вбудований термометр? Обрати: Так/Ні.

5.Електричні поля.

5.1 Робоча напруга (220 чи 380 вольт).

5.2 Кількість фаз. Відповідь: одна фаза, якщо 220 вольт; три фази – 380 вольт.

6. Фінансові поля.

6.1 Джерело фінансування даного обладнання. Обрати:

- Державний бюджет;
- Юнісеф;
- ВООЗ;
- Місцевий бюджет;
- Інші неурядові організації.

8. Інші додаткові та опціональні поля.

8.1 Серійний номер. Самостійна відповідь, згідно вашого обладнання.

8.2 Кількість тих самих предметів з однаковим станом у цьому закладі. Заповнюється числом без пробілу та букв.

Всі дані успішно заповненні. Зберігаємо інформацію.