



PHILIPS

Система
ультразвукової
діагностики

Lumify

Philips Lumify — керування системою
ультразвукової діагностики у Вашому
пристрої Android.

Готова, коли готові Ви.

Захоплюючий прорив у технології візуалізації на місці надання медичної допомоги.

Lumify - це мобільна система ультразвукової діагностики з керуванням у додатку, яка надсилає зображення з роздільною здатністю Philips на Ваш сумісний з додатком смарт-пристрій.

Застосовуйте безпосередньо для своїх пацієнтів, коли це потрібно, для швидкої діагностики та лікування.

Наша УЗД-модель дозволяє легко провести ультразвукову діагностику. Виконавши три простих кроки, можна розпочати роботу.

1



Завантажте
додаток Lumify на
Ваш смарт-пристрій.*

2



Під'єднайте
датчик Lumify до
Вашого смарт-пристрою.


3



Скануйте
з високою якістю
технології візуалізації
Philips.

*Див. портал Lumify для переліку сумісних смарт-пристроїв: www.philips.com/lumify-compatible-devices.





Lumify поєднує в собі всі переваги інновацій **Philips**, щоб забезпечити для Вас мобільні можливості ультразвукової діагностики.

Завантажте додаток, під'єднайте, скануйте та поширюйте зображення з Вашого смарт-пристрою або телефону.



Якісна візуалізація

Наші датчики **S4-1**, **L12-4** та **C5-2** забезпечують високу якість зображення та надійність у роботі.

Сьогодні якісна ультразвукова візуалізація доступна на Вашому сумісному з системою Lumify смарт-пристрої, мобільним додатком та апаратом від Philips. Найновіший кардіологічний датчик Lumify, модель S4-1, має попередні налаштування для обстеження серця, черевної порожнини, легень, області акушерства/гінекології та тесту FAST. Наш лінійний датчик L12-4 підтримує різноманітні програми клінічної практики, включаючи сканування м'яких тканин, опорно-рухового апарату, легень та судин. Конвексний датчик C5-2 пропонує попередні налаштування для діагностики черевної порожнини, легень, жовчного міхура та області акушерства/гінекології.

Просте підключення

Lumify дозволяє легко обмінюватися інформацією та співпрацювати з колегами та фахівцями.

Мобільна система ультразвукової діагностики Philips Lumify дає можливість швидко надсилати та обмінюватися зображеннями, нотатками та даними діагностики електронною поштою, DICOM на PACS, спільну мережу чи локальний каталог. Це надійне та всеосяжне рішення з точки зору місця надання медичної допомоги, яке приносить простоту, мобільність та гнучкість технології ультразвукової діагностики.

Гнучка оплата

Варіанти передоплати та придбання дозволяють легко та швидко розпочати роботу.

Відчуйте якість, гнучкість та мобільність Philips Lumify, придбавши систему Ви отримаєте:

- Датчик Philips Lumify (на вибір)
- Безкоштовний додаток для ультразвукової діагностики Lumify
- Постійні оновлення програмного забезпечення
- Гарантія виробника на обладнання
- Доступ до послуг та навчання Philips




Просто підключіть датчик до порту USB Вашого смарт-пристрою, і розпочніть сканування.

Lumify дарує три десятиліття досвіду візуалізації та інновацій для медичних працівників у клінічній практиці

Philips Lumify пропонує якісне зображення та гнучкість з трьома датчиками:

- C5-2 широкосмуговий конвексний датчик
- L12-4 широкосмуговий лінійний датчик
- S4-1 широкосмуговий фазований датчик

Для отримання додаткової інформації про гнучкість, простоту та якість ультразвуку Lumify відвідайте сторінку



Манжета ротатора плеча



Сонна артерія



Жовчний міхур



Нижня порожниста вена



Сонна артерія та яремна вена



Кіста нирки



Сухожилля біцепса



Коротка вісь лівого шлуночка

©2016 Koninklijke Philips N.V. Усі права захищено.

Компанія «Philips» залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики та/або припинити виробництво будь-якого продукту у будь-який час без попередження або зобов'язання і не несе відповідальності за будь-які наслідки, спричинені використанням цієї публікації. Торгові марки є власністю компанії «Koninklijke Philips N.V.» або її відповідних власників.
www.philips.com/lumify



LINET
GROUP
HEALTHCARE

ТОВ "Лінет груп"
м. Київ, вул. Мельникова, 12
+380503818257
valentinholub@gmail.com