



№22-1391/01-11/1-26 від 27.03.2026

**РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ПАЦІЄНТА,
ВІДБОРУ ТА МАРКУВАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ДИФТЕРІЮ**
Відбір зразків біологічного матеріалу проводиться за наступним алгоритмом.

1. Безпосередньо перед відбором матеріалу підготуйте:

направлення на лабораторне дослідження за формою медичної облікової документації № 204/о «Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я від 04 січня 2001 року № 1;

стерильні тампони у пробірках з транспортним середовищем у кількості щонайменше 2 штуки (1 - для відбору матеріалу із ротоглотки, 1 - із носа); при дифтерії рідкісних локалізацій (око, вухо, рана, піхва) матеріал відбирається як з ротоглотки та носу, так і з уражених ділянок, для чого необхідно приготувати додаткові стерильні тампони у пробірках з транспортним середовищем;

додаткові стерильні тампони та стерильна одноразова пробірка типу Еппендорф об'ємом 1,5-2,0 мл із кришкою з фізіологічним розчином в об'ємі 0,5 мл для молекулярно-генетичного дослідження;

стерильний шпатель;

перманентний маркер.

2. Заповніть направлення на дослідження, де зазначте:

назву лабораторії, куди направляється матеріал;

ідентифікаційні дані пацієнта (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), стать, дату народження, місце проживання/контактні дані);

ідентифікаційні дані особи, яка призначила дослідження (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) лікаря, назва закладу охорони здоров'я, контактна інформація);

тип первинної проби;

дослідження, які замовлено;

клінічно важливу інформацію про пацієнта (діагноз, підозра, контакт тощо);

дату і час відбору первинної проби;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, що здійснювала відбір зразків.

3. Проведіть верифікацію відповідності пацієнта переданалітичним вимогам, шляхом проведення опитування:

чи приймав пацієнт їжу останні 2 години;

чи застосовував пацієнт препарати місцевого призначення (промивав ніс та полоскав горло, використовував краплі та спреї тощо) протягом останньої доби;

чи ополіскував пацієнт водою ротову порожнину та промивав носові ходи безпосередньо перед початком відбору зразків;

чи приймає пацієнт антибактеріальні чи антимікотичні препарати.

Усі невідповідності мають бути чітко зазначені у направленні (час після останнього приймання їжі, назви препаратів, які приймає пацієнт, час прийому останньої дози препарату).

4. Перед використанням стерильних тампонів у пробірках з транспортним середовищем переконайтеся, що вони зберігалися відповідно до вимог виробника та терміни використання транспортного середовища, зазначені на пробірках, не закінчилися.

5. Підпишіть транспортні пробірки, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пацієнта та тип первинної проби (ротоглотка, ніс тощо). Перевірте, що прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пацієнта, зазначене на пробірках, чітко відповідає прізвищу, ім'я, по батькові (за наявності) пацієнта, зазначеному у направленні.

6. При належному освітленні з використанням шпателя, не торкаючись тампоном язика, внутрішніх поверхонь щік і зубів, відберіть матеріал з уражених ділянок ротоглотки - мигдалин, а при необхідності - з дужок м'якого піднебіння, піднебінного язичка або задньої стінки ротоглотки. Тампон помістіть у відповідну стерильну промарковану пробірку, зануливши його у поживне середовище таким чином, щоб він не торкався дна пробірки.

7. Іншим тампоном відберіть матеріал із носа: ввести тампон спочатку в один, а потім в інший носовий хід, не торкаючись ззовні крил носа тампоном та шляхом його обертання відібрати матеріал із середньої та задньої третини слизової оболонки носової порожнини. Тампон помістіть у відповідну стерильну промарковану пробірку, зануливши його у поживне середовище таким чином, щоб він не торкався дна пробірки.

8. При підозрі на дифтерію іншої локалізації (око, вухо, шкіра, піхва) окремим тампоном зробіть мазок з ураженої ділянки на її границі із здоровою тканиною. Уражені ділянки шкіри попередньо витріть «промокальними» рухами стерильною марлевою серветкою або тампоном, змоченим стерильним ізотонічним розчином хлориду натрію, обережно підійміть або відгорніть струпи і кірки й після цього тампоном відберіть матеріал. При прямій ларингоскопії матеріал (слиз, плівки) відберіть безпосередньо з гортані. При оперативному втручанні відберіть слиз з інтубаційної трубки, а також плівки, подрібнені при операції. При постмортальних дослідженнях матеріал відберіть з мигдаликів, гортані та порожнини носа. Тампон помістіть у окрему стерильну промарковану пробірку, зануливши його у поживне середовище таким чином, щоб він не торкався дна пробірки.

9. Для проведення молекулярно-генетичних досліджень матеріал відбирають за тими ж правилами, що й для бактеріологічних досліджень. Після отримання матеріалу робочу частину тампонів помістіть у стерильну одноразову пробірку типу Еппендорф об'ємом 1,5-2,0 мл з фізіологічним розчином в об'ємі 0,5 мл. Обережно обломіть пластиковий тримач на відстані не більше 0,5 см від робочої частини і залиште робочу частину тампону з матеріалом у фізіологічному розчині. Пробірку щільно закрийте кришкою, не допускаючи щілин і заминання внутрішньої частини кришки, та промаркуйте.

10. Зберігання матеріалу, відібраного для бактеріологічних досліджень, а також його транспортування до лабораторії має здійснюватися з дотриманням температурного режиму та протягом часу, зазначених виробником транспортного середовища, що використовується. Зберігання матеріалу, відібраного для молекулярно-генетичного дослідження, а також його транспортування до лабораторії має здійснюватися при кімнатній температурі $+(18-22) ^\circ\text{C}$ впродовж 6 год. або при температурі $+(2-8) ^\circ\text{C}$ протягом 3 діб.

11. Підготуйте зразок до транспортування з застосуванням системи потрійного пакування відповідно до вимог Наказу МОЗ України від 04.11.2024р. №1851 «Про затвердження Порядку, обліку, зберігання, транспортування біологічно патогенних агентів».

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ
ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ 204/о
НАПРАВЛЕННЯ НА МІКРОБІОЛОГІЧНЕ (БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ, ВІРУСОЛОГІЧНЕ,
ПАРАЗИТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Медичний працівник, перед відбором матеріалу на дослідження повинен отримати від пацієнта всю необхідну інформацію, щоб заповнити форму направлення та маркувати зразок.
2. Спочатку запишіть номер направлення в відповідній графі направлення.
3. Запишіть назву лабораторії, в яку направляється матеріал на дослідження.
4. Попросіть пацієнта чітко назвати своє прізвище, ім'я, по батькові та/або ідентифікаційний № пацієнта (якщо пацієнт бажає зберегти конфіденційність) та запишіть у відповідній графі направлення.
5. Запишіть в направленні стать, вік або дату народження пацієнта, домашню адресу, діагноз, матеріал, що надсилається на дослідження, найменування та мету дослідження.
6. Обов'язково вкажіть дату і час відбору матеріалу.
7. Якщо пацієнт приймає антимікробні препарати, то це необхідно зазначити в відповідній графі, якщо ні – поставити прочерк.
8. Обов'язково вкажіть заклад, що направляє матеріал на дослідження, прізвище лікаря та його контактні дані (телефон/електронна адреса), щоб при необхідності можна було зв'язатися з ним.
9. Після заповнення направлення, ще раз перевірте правильність та достовірність інформації та щоб усі графи в направленні були заповнені.
10. Після перевірки направлення маркуйте пробірку та відберіть матеріал на дослідження.

Дотримання правил підготовки пацієнта, відбору та маркування зразків і правильне заповнення направлення на дослідження необхідний етап успішного проведення мікробіологічного дослідження та отримання достовірного результату!

Не дотримання цих правил може привести до:
відмови (відхилення) зразків від дослідження в лабораторії;
необхідності повторного відбору матеріалу;
затримки видачі результатів;
збільшення витрат;
неправильного діагнозу і лікування;
шкоди здоров'ю пацієнта.

Форма супровідного листа до зразків
біоматеріалу на мікробіологічне дослідження

На бланку установи

«__» _____ 20__ року № _____

**Генеральному директору
ДУ «Центр громадського
здоров'я Міністерства охорони
здоров'я України»**

(повна назва установи)

направляє на мікробіологічне дослідження

Додаток: _____

(Направлення на мікробіологічне дослідження)

(посада керівника)

(підпис)

(ПІБ керівника)

ПІБ виконавця

№ телефону