



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Коновальця Є., будинок 48, код ЄДРПОУ 01996272,
тел./факс (0265) 4-21-36, e-mail: zolcrl@i.ua

12.02.2024 №178

АКТ

прийняття кабінету комп'ютерної томографії в експлуатацію

Нами, комісією в складі:

Голова комісії – директор КНП «Золочівська ЦРЛ» Яцунський Т.П.

Члени комісії :

відповідальний за радіаційну безпеку медичний директор Менько М.М.;

заступник директора з фінансових та економічних питань Романишин М.В.;

лікар-рентгенолог Холявка М.О.;

провідний інженер з охорони праці Креденсер Б.В.

проведено огляд кабінету комп'ютерної томографії, про що складено відповідний акт:

1. Комп'ютерний томограф Optima CT520 відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів відповідно до сертифікату відповідності № PR.794-19 (чинного до 26.05.2024).

2. В приміщенні кабінету комп'ютерної томографії встановлений комп'ютерний томограф Optima CT 520 16slice заводський № CBDBG2300028NM, прискорювальна напруга 140кВт, рік випуску 07.2023, рік встановлення 2023, виробник GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO., LTD Китай. Постачальник – Міністерство охорони здоров'я України поштова адреса 01601, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 7. ЄДРПОУ 00012925, телефон 044-253-61-65/телефакс 253-58-38.

3. Кабінет комп'ютерної томографії складається з наступних приміщень: пультова – 17м², процедурна – 38,64м² і знаходяться на 1 поверсі лікувально-приймального відділення КНП «Золочівська ЦРЛ».

4. В приміщеннях кабінету комп'ютерної томографії проведені ремонтні роботи відповідно до «Розрахунку радіаційного (біологічного) захисту та технічної

документації кабінету Комп'ютерної томографії КНП «Золочівська ЦРЛ», а саме проведено:

- виконання протирадіаційного захисту стін з використанням рентген захисних засобів захисту: протирадіаційні плити Safeboard-Stahlen 12.5мм*2500*625Knauf, шпаклівка для заробки швів Knauf; влаштовано підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель процедурної – самонарізи 3,5*25мм, протирадіаційні плити Safeboard-Stahlen 12.5мм*2500*625Knauf, шпаклівка для заробки швів – виробник той самий;

- заповнення (замурувано) віконні прорізи процедурної кабінету КТ – повнотіла цегла будівельна рядова марки М-100, щільністю 1,6г/см³, товщиною 510мм на повну висоту вікна та оштукатурена товщиною 10мм;

- встановлення нових дверей блоки «холодний алюміній», дверний блок містить в собі свинцевий лист з еквівалентом 1.0 мм між пультовою та процедурною з листовим свинцем товщиною 1.0 мм, та між процедурною-коридором з листовим свинцем еквівалентом 1.5 мм;

- установку оглядового вікна кімнати керування розміром 1200*800*8мм виконане із свинцевим еквівалентом 2,0 мм.

5. Знак радіаційної небезпеки та світловий сигнал «Не Заходити !» при вході в кабінет наявні.

6. Апарат обладнаний джерелом безперебійного живлення, який забезпечує роботу томографа протягом 0.5 години без зовнішнього постачання електроенергії та додатково підключено до резервної лінії електроживлення.

7. В кабінеті наявні засоби індивідуального захисту для персоналу – фартух двосторонній, шапочка, окуляри, комір.

8. Комп'ютерний томограф Optima CT520 введена в експлуатацію 11.2023 представником ТОВ «ПРОТЕК СОЛЮНЗ УКРАЇНА». (копія акта від 28.11.2023 № DS-1.2.3/71-17/08/2023-4/24 проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт, введення в експлуатацію комп'ютерного томографа Optima CT520 додається). Після отримання ліцензії на експлуатацію КТ буде проведено навчання лікарів та рентген лаборантів методам діагностики у присутності апліканта.

9. Комп'ютерний томограф Optima CT520 відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів відповідно до сертифікату відповідності № PR.794-19 (чинного до 26.05.2024).

10. В кабінеті КТ проведено дозиметричний контроль засобів захисту, підтверджено достатність радіаційного захисту, а також контроль вихідних параметрів (копія протоколу від 12.02.2024 № 28 контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях, виданих ОРРВ КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня» додається).

11. Контроль фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів комп'ютерного томографа Optima CT520 (копія протоколу № 18/011 від 12.02.2024 з позитивним висновком додається).

12. Доза опромінення пацієнта визначатиметься за показами вбудованого дозиметра та буде вноситись до облікової документації пацієнта.

13. У приміщеннях кабінету КТ наявні порошкові вогнегасники, доступ до яких вільний.

14. У приміщенні кабінету КТ проведений заземлюючий контур, наявні електрощитки згідно з вимогам і правил. Безпосередньо та апараті КТ та у кімнаті керування є кнопка аварійної зупинки.

Директор

Відповідальний за радіаційну безпеку

медичний директор

Заступник директора

з фінансових та економічних питань

лікар-рентгенолог

провідний інженер по охороні праці



Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

Марта МЕНЬКО

Мирослава РОМАНИШИН

Микола ХОЛЯВКА

Борис Креденсер